

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Rbpjk 단일클론 항체 - Q06330

품목 번호: CM0005467



소개

WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 RBPJK (CBF-1, SUH)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. 인간 및 마우스 RBPJK (56 kDa)와 반응합니다. Notch 신호 전달 및 전사 조절 연구에 필수적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RBPJK Rabbit mAb
비고/별칭	SUH; csl; AOS3; CBF1; KBF2; CBF-1; RBP-J; RBPJK; IGKJRB; RBP-JK; RBPSUH; IGKJRB1; RBP-J kappa
종(Species)	Human
GeneID (인간)	3516
GeneID	3516
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 인간 RBPJK (Q06330)의 아미노산 100-200 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse
SWISS	Q06330
단백질 분자량	56kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)