


## Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Rbpjk 토끼 다클론 항체 - Q06330

품목 번호: CM0024989



### 소개

인간 RBPJK(RBP-J, CBF1)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 마우스와 래트와 교차 반응성이 있습니다. 노치 신호 전달 및 전사 조절 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | RBPJK 토끼 pAb                                                                               |
| 비고/별칭       | SUH; csl; AOS3; CBF1; KBF2; CBF-1; RBP-J; RBPJK; IGKJRB; RBP-JK; RBPSUH; IGKJRB1; RBP-J 카파 |
| 종           | 인간                                                                                         |
| GeneID (인간) | 3516                                                                                       |
| GeneID      | 3516                                                                                       |
| 면역원         | 인간 RBPJKK(NP_976028.1)의 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.                           |
| 공급원         | 토끼                                                                                         |
| 카테고리        | 다클론 항체                                                                                     |
| 적용 분야       | WB, IHC-P, ELISA                                                                           |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                                                                                |
| SWISS       | Q06330                                                                                     |
| 단백질 분자량     | 56 kDa                                                                                     |
| 배송 방식       | 아이스 팩                                                                                      |