

Wb 및 Elisa용 Anti-Rc3H1/Roquin-1 다클론 항체 - Q5Tc82

품목 번호: CM0019225



소개

인간 RC3H1(Roquin-1)을 표적으로 하며 WB 및 ELISA로 검증된 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 전사 후 유전자 조절 및 면역 반응 연구에 적합합니다. 인간, 마우스, 랫드와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RC3H1 토끼 pAb
비고/별칭	FHL6; IMDSHY; RNF198; ROQUIN; RC3H1
종	인간
유전자 ID (인간)	149041
유전자 ID	149041
면역원	인간 RC3H1(NP_742068.1)의 834~1133번 아미노산에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
항체 공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q5TC82
단백질 분자량	126kDa
배송	아이스백