

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Rcc1 다클론 항체 - P18754

품목 번호: CM0027674



소개

RCC1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 인간, 마우스, 래트 샘플에서 WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 염색체 응축 및 Ran 매개 핵 과정 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RCC1 토끼 pAb
비고/별칭	CHC1; RCC1-I; RCC1
종	인간
유전자 ID (인간)	1104
면역원	인간 RCC1 (NP_001260.1)의 아미노산 1-240에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P18754
단백질 분자량	45kDa
배송 방식	아이스백