

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Rcc1 Rabbit Monoclonal Antibody - P18754

품목 번호: CM0002948



소개

RCC1 Rabbit mAb는 인간 RCC1에 대해 제작된 단일클론항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며, 인간, 마우스, 래트에서 교차반응성을 보입니다. 염색질 응축 및 세포 주기 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RCC1 Rabbit mAb
비고/별칭	CHC1; RCC1-I; RCC1
종	인간
GeneID (인간)	1104
GeneID	1104
면역원	합성 펩타이드 인간 RCC1 (P18754)의 아미노산 1-100 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론항체
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P18754
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스백