

Wb, Elisa용 Anti-Rcc2 토끼 다클로날 항체 - Q9P258

품목 번호: CM0016250



소개

사람 RCC2 (TD-60) 단백질을 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 세포 주기 조절, 유사분열 및 소형 GTPase 신호 전달 경로를 조사하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RCC2 Rabbit pAb
비고/별칭	TD-60; RCC2
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	55920
면역원	재조합 단백질 사람 RCC2 (NP_001129676.1)의 아미노산 323-522에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human)
SWISS	Q9P258
단백질 분자량	56kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)