

Wb/If/Icc/Elisa용 항-Rcn1 토끼 다클론 항체 - Q15293

품목 번호: CM0018863

소개

인간 RCN1(레티쿨로칼빈-1)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응성이 있으며, 소포체 칼슘 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RCN1 토끼 pAb
비고/별칭	RCN; RCAL; PIG20; HEL-S-84; RCN1
종	인간
유전자ID (인간)	5954
유전자ID	5954
면역원	인간 RCN1 (NP_002892.1)의 아미노산 30-331에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q15293
단백질 분자량	39kDa
배송 방법	아이스 팩