

Wb 및 Elisa용 Anti-Rcn2 (Reticulocalbin-2) 다클론 항체 - Q14257

품목 번호: CM0018939

소개

Western blot 및 ELISA용으로 검증된 인간 RCN2(Reticulocalbin-2)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 소포체 칼슘 결합 단백질 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증] RCN2 토끼 pAb
비고/별칭	E6BP; ERC55; ERC-55; TCBP49; N2
종	인간
유전자 ID	5955
면역원	인간 RCN2(NP_002893.1)의 아미노산 23-180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q14257
단백질 중량	37kDa
배송	아이스팩