

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Rcvrn 폴리클론항체 - P35243

품목 번호: CM0029325



소개

인간 리커버린(RCVRN)을 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클론항체입니다. WB, IF-P, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며, 마우스 및 래트와 교차반응합니다. 시각 전달 연구 및 암 관련 망막병증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RCVRN Rabbit pAb
비고/별칭	RCV1; RCVRN
종	인간
유전자 ID (인간)	5957
유전자 ID	5957
면역원	인간 RCVRN (NP_002894.1)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
분류	폴리클론항체
응용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P35243
단백질 분자량	23 kDa
배송	아이스백