

Wb 및 Elisa용 Anti-Rdh11 폴리클로날 항체 - Q8Tc12

품목 번호: CM0021995

소개

WB 및 ELISA에 적합한 Anti-RDH11 폴리클로날 항체로, 인간 및 쥐 레티놀 탈수소효소 11(Retinol Dehydrogenase 11)을 검출합니다. 예상 분자량이 35 kDa인 레티노이드 대사에 중요한 효소를 표적합니다. IVD 및 연구 응용 분야에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RDH11 Rabbit pAb
비고/별칭	MDT1; CGI82; PSDR1; RALR1; SCALD; ARSDR1; HCBP12; RDJCSS; SDR7C1; RDH11
종(Species)	Human
Gene ID (Human)	51109
Gene ID	51109
면역원(Immunogen)	인간 RDH11 (NP_057110.3)의 아미노산 70-145에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Rat
SWISS	Q8TC12
단백질 분자량	35kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)