

Wb, Elisa용 항-Rdm1 (Rad52B) 다클론 항체 - Q8Ng50

품목 번호: CM0030558

소개

WB 및 ELISA에서 검증된 RDM1 토끼 다클론 항체로, 마우스와 교차 반응합니다. 시스플라틴 내성과 연관된 DNA/RNA 결합 단백질인 인간 RAD52 모티브 함유 단백질 1을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RDM1 토끼 pAb
비고/별칭	RAD52B; RDM1
종	인간
유전자ID (인간)	201299
유전자ID	201299
면역원	인간 RDM1 (NP_663629.1)의 아미노산 125-284에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q8NG50
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스 팩