

Anti-Reck 폴리클로날 항체 (Wb, Elisa 용) - O95980

품목 번호: CM0028369



소개

인간 RECK (Kazal 모티프를 가진 역형성 유도 시스테인 풍부 단백질)을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합하며, 마우스와 교차 반응합니다. Wnt 신호 전달, 혈관 신생 및 종양 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RECK 토끼 pAb
비고/별칭	ST15; RECK
종	인간
GeneID (인간)	8434
GeneID	8434
면역원	재조합 단백질; 인간 RECK (NP_066934.1)의 아미노산 110-210 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O95980
단백질 분자량	106kDa
배송	아이스백