

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Recoverin 토끼 단일클론 항체 - P35243

품목 번호: CM0010559



소개

WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 고품질 anti-Recoverin 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드 샘플에 적합합니다. Recoverin은 광변환 과정에서 칼슘 센서로 작용합니다. 시각 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Recoverin 토끼 mAb
비고/별칭	RCV1; RCVRN
종	인간
유전자 ID (인간)	5957
면역원	인간 Recoverin(NP_002894.1)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P35243
단백질 분자량	23 kDa
배송	아이스팩