

Anti-Recql4 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - O94761

품목 번호: CM0026678



소개

인간 RECQL4를 표적으로 하는 Rabbit polyclonal antibody로, Western blot 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 마우스 샘플에서 RECQL4를 검출합니다. DNA 헬리카제 기능 및 게놈 안정성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RECQL4 Rabbit pAb
비고/별칭	RECQ4; RECQL4
종	인간
유전자 ID (인간)	9401
면역원	인간 RECQL4 (NP_004251.3)의 아미노산 231-330에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O94761
단백질 분자량	133kDa
배송	아이스백