

Wb 및 Elisa용 항Reep1 토끼 다클론 항체 - Q9H902

품목 번호: CM0026892

소개

인간 REEP1(경련성 하반신 마비 31 단백질)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫드 REEP1(~22 kDa)을 검출합니다. 소포체 네트워크 및 신경퇴행 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	REEP1 토끼 pAb
비고/별칭	DSMA6; HMN5B; SPG31; Yip2a; C2orf23; REEP1
종	인간
유전자 ID (인간)	65055
유전자 ID	65055
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9H902
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스 팩