

Wb, If-P, Elisa용 Anti-Reep2 토끼 다클로날 항체 - Q9Brk0

품목 번호: CM0021825

소개

WB, IF-P, ELISA용 REEP2 토끼 다클로날 항체입니다.
인간 REEP2를 검출하며 마우스 및 쥐와 교차
반응합니다. 유전성 경직성 하지 마비와 관련된
소포체(ER) 네트워크 형성 단백질을 표적으로 합니다.
신경과학 및 세포 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	REEP2 Rabbit pAb
비고/별칭	SPG72; Yip2d; C5orf19; SGC32445; REEP2
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	51308
유전자 ID	51308
면역원	인간 REEP2 (NP_057690.2)의 아미노산 93-252에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q9BRK0
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스백(Ice bag)