

Wb, Elisa용 항Reep5 다클론 항체 - Q00765

품목 번호: CM0016795

소개

REEP5에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯(WB)과 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 사람, 마우스, 래트 REEP5를 검출하며 심장 근형질세망 기능 연구에 이상적입니다. 면역원은 잔기 120-189에 해당합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	REEP5 토끼 pAb
비고/별칭	DPI1; TB2; YOP1; POB16; Yip2e; D5S346; C5orf18; REEP5
종	사람
유전자ID (사람)	7905
유전자ID	7905
면역원	사람 REEP5 (NP_005660.4)의 아미노산 120-189에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	Q00765
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스 팩