


Wb 및 Elisa용 항Reg1A 다클론 항체 - P05451

품목 번호: CM0029465



소개

인간 REG1A(리토스타틴-1-알파)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 췌장 및 뇌 재생 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	REG1A 토끼 pAb
비고/별칭	PI9, PSP, PTP, REG, ICRF, PSPS, PSPS1, REG1A
종	인간
유전자ID (인간)	5967
유전자ID	5967
면역원	인간 REG1A (NP_002900.2)의 아미노산 50-150 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P05451
단백질 분자량	19kDa
배송	아이스 팩