


## Wb, Elisa용 Anti-Reg3A 토끼 다클론 항체 - Q06141

품목 번호: CM0019808



### 소개

WB 및 ELISA 애플리케이션에 적합한 이 토끼 다클론 항체로 REG3A 발현을 검증하세요. 염증과 조직 재생에 관여하는 살균성 C형 렉틴인 인간, 마우스 및 랫드 REG3A를 검출합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터    | 값                                                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------|
| 제품명     | REG3A 토끼 pAb                                                       |
| 비고/별칭   | HIP, PAP, PAP1, REG3, INGAP, PAP-H, PBCGF, HIP/PAP, REG-III, REG3A |
| 종       | 인간                                                                 |
| 유전자 ID  | 5068                                                               |
| 면역원     | 인간 REG3A의 아미노산 27-175에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_002571.1).      |
| 항체 공급원  | 토끼                                                                 |
| 분류      | 다클론 항체                                                             |
| 적용 분야   | WB, ELISA                                                          |
| 교차 반응성  | 인간, 마우스, 랫드                                                        |
| SWISS   | Q06141                                                             |
| 단백질 분자량 | 19kDa                                                              |
| 배송      | 아이스팩                                                               |