


Anti-Reg3A Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q06141

품목 번호: CM0014712



소개

WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 고품질 Anti-REG3A Rabbit Polyclonal Antibody입니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 항균 및 염증 반응 연구를 위해 REG3A(Q06141)를 표적합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	REG3A Rabbit pAb
별칭	HIP, PAP, PAPI, REG3, INGAP, PAP-H, PBCGF, HIP/PAP, REG-III, REG3A
종	인간
유전자 ID	5068
면역원	인간 REG3A (NP_002571.1)의 아미노산 27-175에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q06141
단백질 무게	19kDa
배송	아이스백