

Wb 및 Elisa용 Anti-Reg4 토끼 다클로날 항체 - Q9Byz8

품목 번호: CM0013344



소개

인간 REG4에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 위장관 염증 및 암과 관련된 렉틴인 재생 섬 유래 단백질 4를 표적합니다. 대장암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	REG4 Rabbit pAb
비고/별칭	GISP; RELP; REG-IV; REG4
종	인간(Human)
GeneID	83998
면역원	인간 REG4 (NP_114433.1)의 아미노산 23-158에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q9BYZ8
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)