

Wb, Ihc-P, Ip, Elisa용 항Relb 토끼 단클론 항체 - Q01201

품목 번호: CM0007374



소개

RELB 토끼 단클론 항체는 웨스턴 블롯, IHC-P, 면역침전법 및 ELISA에 검증된 재조합 단클론 항체입니다. 인간, 생쥐 및 래트 RELB(62 kDa)를 인식하여 NF- κ B 전사인자 경로 연구를 가능하게 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	RELB 토끼 단클론 항체
비고/별칭	IREL; I-REL; IMD53; REL-B; RELB
종	인간
유전자 ID (인간)	5971
면역원	재조합 단백질 인간 RELB (NP_006500.2)의 아미노산 296-436에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 래트
SWISS	Q01201
단백질 분자량	62kDa
배송 방식	아이스팩