


Anti-Relb Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q01201

품목 번호: CM0016674



소개

인간 RELB (Transcription factor RelB)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차반응합니다. NF-kappa-B 신호전달, 림프구 발달 및 염증 연구에 이상적입니다. 분자량 약 62 kDa.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RELB Rabbit pAb
비고/별칭	IREL; I-REL; IMD53; REL-B; RELB
종	인간
GeneID (인간)	5971
GeneID	5971
면역원	재조합 단백질 인간 RELB (NP_006500.2)의 아미노산 296-436에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q01201
단백질 분자량	62kDa
배송	아이스백