

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Reln 토끼 다클로날 항체 - P78509

품목 번호: CM0024469



소개

WB, IHC-P, ELISA용으로 검증된 RELN 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트 RELN을 검출합니다. 재조합 면역원 (aa 50-190). 신경과학 및 발생 생물학 연구용입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	RELN Rabbit pAb
비고/별칭	RL; ETL7; LIS2; PRO1598; RELN
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	5649
면역원	인간 RELN (NP_005036.2)의 아미노산 50-190에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P78509
단백질 분자량	388kDa
배송	아이스 팩