

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Renin 단일클론항체 - P00797

품목 번호: CM0004992



소개

인간 Renin(P00797)에 대한 토끼 단일클론항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차반응합니다. 레닌-안지오텐신 시스템 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Renin Rabbit mAb
비고/별칭	RTD; HNFJ2; ADTKD4; Renin
종	인간
유전자 ID (인간)	5972
유전자 ID	5972
면역원	인간 Renin (NP_000528.1)의 아미노산 250-406AA 내 서열에 상응하는 재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	단일클론항체
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P00797
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스팩