


Wb, Ihc-P, Elisa용 항레닌 토끼 다클론 항체 - P00797

품목 번호: CM0021697



소개

WB, IHC-P, ELISA에서 검증된 레닌 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 생쥐 및 쥐 레닌과 반응합니다. 레닌-안지오텐신 시스템 연구, 고혈압 및 신장 기능 분석을 위한 연구 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	레닌 토끼 pAb
비고/별칭	RTD; HNFJ2; ADTKD4; 레닌
종	인간
유전자 ID (인간)	5972
유전자 ID	5972
면역원	인간 레닌(NP_000528.1)의 아미노산 250-406에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	P00797
단백질 분자량	45kDa
배송 방식	아이스백