

Wb, Elisa용 항-Repin1 다클론 항체 - Q9Bwe0

품목 번호: CM0023589

소개

웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증된 REPIN1 토끼 다클론 항체입니다. 지질 및 철 대사 조절에 관여하는 64 kDa 크기의 DNA 결합 단백질인 인간 및 생쥐 REPIN1을 검출합니다. 세포 생물학 및 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	REPIN1 토끼 pAb
비고/별칭	AP4; RIP60; ZNF464; Zfp464; REPIN1
종	인간
유전자 ID	29803
면역원	인간 REPIN1 (NP_037532.2)의 아미노산 376-567에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	Q9BWE0
단백질 분자량	64kDa
배송 방식	아이스 팩