

Wb용 Anti-Repin1 토끼 단일클론 항체 - Q9Bwe0

품목 번호: CM0005059

소개

WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 토끼 단일클론 REPIN1 항체입니다. 지방산 흡수 및 지질 대사에 관여하는 60 kDa DNA 결합 단백질을 인식하며, 대사 연구 및 IVD 검법 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	REPIN1 Rabbit mAb
비고/별칭	AP4; RIP60; ZNF464; Zfp464
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	29803
GeneID	29803
면역원(Immunogen)	사람 REPIN1 (NP_037532.2)의 아미노산 376-567에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human)
SWISS	Q9BWE0
단백질 분자량(Protein Weight)	64kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)