

Wb, Elisa용 Anti-Reptin/Ruvbl2 다클론 항체 - Q9Y230

품목 번호: CM0013230



소개

인간, 마우스 및 랫드에서 WB와 ELISA용으로 검증된 Reptin/RUVBL2(RUVBL2) 표적 토끼 다클론 항체입니다. 염색질 재구성, 전사 및 DNA 복구에 관여하며, NuA4 및 INO80 복합체 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Reptin/RUVBL2 토끼 pAb
비고/별칭	RVB2; TIH2; ECP51; TIP48; CGI-46; ECP-51; INO80J; REPTIN; TIP49B; TAP54-beta; Reptin/RUVBL2
종	인간
GeneID(인간)	10856
GeneID	10856
면역원	인간 Reptin/RUVBL2(NP_006657.1)의 아미노산 1-463에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9Y230
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스팩