

Wb 및 Elisa용 Anti-Rere (Atrophin-1-Like Protein) 폴리클론 항체 - Q9P2R6

품목 번호: CM0013180



소개

인체 RERE(Atrophin-1-like protein)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체로, WB 및 ELISA 검증을 완료했습니다. 마우스 및 쥐(rat)와 교차 반응합니다. 전사 억제 및 세포 사멸 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RERE Rabbit pAb
비고 / 별칭	ARG, ARP, DNB1, ATN1L, NEDBEH, RERE
종	인체(Human)
GeneID	473
면역원	인체 RERE(NP_036234.3)의 1-220 아미노산 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인체, 마우스, 쥐(rat)
SWISS	Q9P2R6
단백질 중량	172kDa
배송	아이스팩