


Anti-Rest/Nrsf 토끼 단일클론 항체 (Wb, Ip, Elisa용) - Q13127

품목 번호: CM0007654



소개

사람 REST/NRSF (Q13127)에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IP, ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 마우스, 쥐와 반응합니다. 신경 유전자 침묵, 크로마틴 리모델링 및 신경 퇴행 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	REST/NRSF Rabbit mAb
비고/별칭	WT6, XBR, HGF5, NRSF, DFNA27, GINGF5, REST/NRSF
종(Species)	사람 (Human)
GeneID	5978
면역원(Immunogen)	사람 REST/NRSF (Q13127)의 아미노산 100-200 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람 (Human), 마우스 (Mouse), 쥐 (Rat)
SWISS	Q13127
단백질 분자량(Protein Weight)	122kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)