


Anti-Rest/Nrsf 토끼 다클로날 항체 (Wb, Elisa용) - Q13127

품목 번호: CM0024956



소개

신경 유전자 억제 인자인 REST/NRSF를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 랫트 샘플에서 WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 크로마틴 변형 및 신경 퇴행성 질환 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	REST/NRSF Rabbit pAb
비고/별칭	WT6; XBR; HGF5; NRSF; DFNA27; GINGF5; REST/NRSF
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID	5978
면역원(Immunogen)	사람 REST/NRSF (NP_005603.3)의 아미노산 25-130에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q13127
단백질 분자량	122kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)