

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Ret 토끼 단클론 항체 - P07949

품목 번호: CM0002652



소개

인간 Ret 원종양유전자에 대한 토끼 단클론 항체. WB, IF/ICC, ELISA에서 인간 및 마우스 반응성으로 검증되었습니다. 세포 신호 전달, 암 및 신경 발생 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Ret 토끼 mAb
비고/별칭	PTC; MTC1; HSCR1; MEN2A; MEN2B; CDHF12; CDHR16; RET-ELE1; Ret
종	인간
GeneID (인간)	5979
GeneID	5979
면역원	인간 Ret (NP_066124.1)의 아미노산 1000-1100에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P07949
단백질 분자량	124 kDa
배송 방식	아이스팩