

Wb, Elisa용 항-Rev-Erb 베타/Nr1D2 다클론 항체 - Q14995

품목 번호: CM0020866



소개

인간 Rev-erb 베타/NR1D2에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합하며 마우스 및 래트와 교차 반응성이 있습니다. 일주기 리듬 및 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rev-erb 베타/NR1D2 토끼 pAb
비고/별칭	RVR; BD73; EAR-1R; REVERBB; REVERBbeta; Rev-erb 베타/NR1D2
종	인간
유전자ID	9975
면역원	인간 Rev-erb 베타/NR1D2 (NP_005117.3)의 아미노산 220-300에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q14995
단백질 분자량	65kDa
배송 방식	아이스 팩