

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Rexo2 토끼 다클론 항체 - Q9Y3B8

품목 번호: CM0014891



소개

인간 REXO2에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 RNA 분해 및 전사 개시 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	REXO2 토끼 pAb
비고/별칭	RFN; SFN; REX2; CGI-114; REXO2
종	인간
GeneID (인간)	25996
GeneID	25996
면역원	인간 REXO2(NP_056338.2)의 아미노산 26-237에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y3B8
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스백