

Anti-Rfc3 폴리클로날 항체 (Wb 및 Elisa용) - P40938

품목 번호: CM0030061



소개

인간 RFC3를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA 적용 분야에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 RFC3를 검출합니다. DNA 복제 및 PCNA 로딩 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RFC3 Rabbit pAb
비고/별칭	RFC38, RFC3
종	인간
GeneID (인간)	5983
GeneID	5983
면역원	인간 RFC3 (NP_002906.1)의 아미노산 1-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P40938
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스백