

Anti-Rfc4 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb - P35249

품목 번호: CM0029890



소개

이 anti-RFC4 토끼 폴리클론항체는 인간 및 쥐 샘플에서 WB, IF/ICC, IP, ELISA에 대해 검증되어 DNA 복제 및 PCNA 로딩 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RFC4 Rabbit pAb
비고/별칭	A1; RFC37; RFC4
종	인간
GeneID (Human)	5984
GeneID	5984
면역원	인간 RFC4 (NP_002907.1)의 아미노산 204-363에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	P35249
단백질 무게	40kDa
배송	아이스백