

Wb 및 Elisa용 Anti-Rfk 토끼 다클로날 항체 - Q969G6

품목 번호: CM0029170



소개

웨스턴 블롯(Western blot) 및 ELISA용 고품질 RfK 토끼 다클로날 항체로, 사람 및 마우스 샘플에 적합합니다. 재조합 단백질 면역원(aa 1-155)으로 검증되었으며, FAD 합성의 핵심 효소인 리보플라빈 키나제를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RfK Rabbit p(토끼)Ab
비고/별칭	RIFK; RfK
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	55312
GeneID	55312
면역원(Immunogen)	사람 RfK (NP_060809.3)의 아미노산 1-155에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공원원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q969G6
단백질 분자량	18kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)