

Wb, Elisa용 Anti-Rfpl2 토끼 다클론 항체 - O75678

품목 번호: CM0017257

소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 RFPL2 토끼 다클론 항체입니다. 전립선과 뇌에서 발현되는 아연 핑거 단백질인 인간 및 랫드 RFPL2(RING finger protein 79, 42 kDa)를 검출합니다. 비노생식기 생물학 연구에 적합합니다. SWISS: O75678.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RFPL2 토끼 pAb
비고/별칭	RNF79; RFPL2
종	인간
유전자 ID (인간)	10739
유전자 ID	10739
면역원	인간 RFPL2(NP_006596.2)의 아미노산 50-150번 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
항체 생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 랫드
SWISS	O75678
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스팩