

Anti-Rfx2 폴리클론 항체 (Wb, Elisa 용) - P48378

품목 번호: CM0019704

소개

WB 및 ELISA 검증된 RFX2 Rabbit 폴리클론 항체입니다. 정자형성 및 섬모형성에 중요한 전사인자인 인간 및 마우스 RFX2를 인식합니다. 생식 생물학 및 유전자 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 사양      | 상세 내용                                                |
|---------|------------------------------------------------------|
| 제품명     | RFX2 Rabbit pAb                                      |
| 비고/별칭   | RFX2                                                 |
| 종       | 인간                                                   |
| 유전자 ID  | 5990 (인간)                                            |
| 면역원     | 인간 RFX2 (NP_000626.2)의 아미노산 295-450을 포함하는 제조합 용합 단백질 |
| 원천      | 토끼                                                   |
| 범주      | 폴리클론 항체                                              |
| 적용 분야   | WB, ELISA                                            |
| 교차 반응성  | 인간, 마우스                                              |
| SWISS   | P48378                                               |
| 단백질 분자량 | 80kDa                                                |
| 배송      | 아이스백                                                 |