

Wb, Elisa용 Anti-Rfx3 토끼 다클론 항체 - P48380

품목 번호: CM0012927

소개

웨스턴 블로팅 및 ELISA 검증을 완료한 토끼 항-RFX3 다클론 항체입니다. 섬모 형성과 췌장 췌도 세포 분화의 주요 조절자인 인간 전사 인자 RFX3를 표적합니다. 발달 및 섬모병증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RFX3 토끼 pAb
비고/별칭	RFX3
종	인간
GeneID (인간)	5991
GeneID	5991
면역원	재조합 단백질 인간 RFX3(NP_602304.1)의 아미노산 280~430에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P48380
단백질 분자량	84kDa
배송	아이스백