


Wb, Elisa용 Anti-Rgap1 단클론 항체 - Q9H0H5

품목 번호: CM0003317



소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA용으로 검증된 RGAP1 토끼 단클론 항체입니다. 인간 RGAP1(Rac GTPase-activating protein 1)을 인식하며, 이는 핵심 세포분열 조절 인자입니다. 세포 주기, 암, 및 조혈 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RGAP1 Rabbit mAb
비고/별칭	CYK4; CDAN3B; ID-GAP; HsCYK-4; MgcRacGAP; RGAP1
종(Species)	Human (인간)
유전자 ID (인간)	29127
유전자 ID	29127
면역원(Immunogen)	인간 RGAP1 (Q9H0H5)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	단클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (인간)
SWISS	Q9H0H5
단백질 분자량	71 kDa
배송(Shipping)	아이스 백 (Ice bag)