


Anti-Rgap1 토끼 단일클론 항체 (Kd 검증됨) - Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H0H5

품목 번호: CM0009817



소개

RGAP1 (Rac GTPase-activating protein 1) 토끼 단일클론 항체, KD 검증됨, WB, IHC-P, ELISA용. 사람, 쥐, 랫트 RGAP1 (71 kDa)을 검출합니다. 세포 분열 및 적혈구 생성에 관여하는 주요 세포 분열 조절 인자를 타겟으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증됨] RGAP1 Rabbit mAb
비고/별칭	CYK4; CDAN3B; ID-GAP; HsCYK-4; MgcRacGAP; [KD 검증됨] RGAP1
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	29127
유전자 ID	29127
면역원 항체 생성물	사람 RGAP1 (NP_037409.2)의 아미노산 533-632 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫트
SWISS	Q9H0H5
단백질 분자량	71kDa
배송	아이스백