

Wb 및 Elisa용 Anti-Rgl2 Rabbit Polyclonal Antibody - Q8Gxw1

품목 번호: CM0020341

소개

애기장대 DELLA 단백질 RGL2(RGA-like 2)에 대한 토끼 폴리클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA 적용에 검증되었습니다. 지베렐린 신호 전달, 종자 발아 및 식물 스트레스 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RGL2 Rabbit pAb
비고/별칭	RGA-like 2; T2IP5.13; T2IP5_13; RGL2
종	애기장대 (Arabidopsis thaliana)
GeneID (인간)	5863
GeneID	821251
면역원	재조합 단백질 애기장대 RGL2 (NP_186995.1)의 아미노산 40-156에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	애기장대
SWISS	Q8GXW1
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스백