

Anti-Rgl3 Rabbit Polyclonal Antibody - Rgl3

품목 번호: CM0024091

소개

Arabidopsis thaliana RGL3 단백질을 표적하는 다클로널 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 적합합니다. 재조합 융합 단백질을 이용하여 토끼에서 생산되었으며, Arabidopsis thaliana에 대한 검증된 교차 반응성을 가집니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RGL3 Rabbit pAb
종	Arabidopsis thaliana
면역원	Arabidopsis thaliana RGL3 (NP_197251.1)의 아미노산 1-106에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Arabidopsis thaliana
배송	아이스팩