

Wb 및 Elisa용 Anti-Rgma Rabbit Monoclonal Antibody - Q96B86

품목 번호: CM0003065



소개

사람 Repulsive Guidance Molecule A (RGMA)에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며 쥐 교차 반응성을 보입니다. 신경계 발달, 신경돌기 성장 억제 및 BMP 신호 전달 경로 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RGMA Rabbit mAb
비고/별칭	RGM; RGMA
종	사람
유전자 ID	56963
면역원	사람 RGMA (Q96B86)의 아미노산 350-450에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	쥐
SWISS	Q96B86
단백질 분자량	49 kDa
배송	아이스백