


Anti-Rgn 폴리클로날 항체 (Wb, Elisa용) - Q15493

품목 번호: CM0027370



소개

인간 regucalcin (RGN/SMP30)을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간, 마우스, 래트에서 검출됩니다. 칼슘 신호 전달 및 글루코노락토나제 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RGN Rabbit pAb
비고/별칭	RC; GNL; SMP30; HEL-S-41; RGN
종	인간
GeneID (인간)	9104
GeneID	9104
면역원	재조합 단백질 인간 RGN (NP_004674.1)의 아미노산 1-299에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q15493
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스백