

Wb, Elisa용 Anti-Rgr 폴리클로널 항체 - P47804

품목 번호: CM0027041

소개

인간 RGR(RPE-retinal G protein-coupled receptor)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로널 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었으며 랫트와 교차 반응성을 나타냅니다. 시각 주기, 망막 색소 상피 및 레티노이드 이성화에 관한 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	RGR Rabbit pAb
비고/별칭	RP44; RGR
종	인간(Human)
GeneID (인간)	5995
GeneID	5995
면역원	인간 RGR (NP_002912.2)의 아미노산 156-295에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	랫트(Rat)
SWISS	P47804
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)