

Wb, Elisa용 Anti-Rgs13 다클론 항체 - O14921

품목 번호: CM0017965

소개

RGS13 다클론 항체(토끼, WB/ELISA 검증 완료)는 G 단백질 신호 전달 조절자인 인간 RGS13(19kDa)을 표적으로 합니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	RGS13 토끼 pAb
비고/별칭	RGS13
종	인간
GeneID (인간)	6003
GeneID	6003
면역원	인간 RGS13(NP_002918.1)의 아미노산 1~159번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	O14921
단백질 분자량	19kDa
배송	아이스팩