


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Rgs14 다클론 항체 - O43566

품목 번호: CM0030142



소개

인간 RGS14에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 생쥐 및 래트와 교차 반응합니다. 61kDa 단백질을 표적으로 하며 GPCR 신호 전달 및 기억 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RGS14 토끼 pAb
비고/별칭	RGS14
종	인간
GeneID (인간)	10636
GeneID	10636
면역원	인간 RGS14 (NP_006471.2)의 아미노산 230-510에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 래트
SWISS	O43566
단백질 분자량	61kDa
배송 방식	아이스팩